

Presentamos iOrtho™ Versión 5.3

Explore las últimas innovaciones - desde nuestra nueva aplicación móvil y la visualización virtual mejorada de las raíces, hasta la galería de casos Angel Aligner™ y las nuevas integraciones iOrtho™, todas ellas diseñadas para optimizar su flujo de trabajo y mejorar su experiencia en la planificación de tratamientos.

Aplicación myAngelSmile


Fomentando el cumplimiento del paciente para obtener resultados de tratamiento óptimos

Con la aplicación móvil, sus pacientes pueden:

- Registrar el tiempo diario de uso del alineador
- Recibir recordatorios para volver a colocar los alineadores
- Verificar los días restantes con el alineador actual
- Recibir recordatorios para cambiar la etapa del alineador



myAngelSmile



La aplicación myAngelSmile ayuda a promover la participación del paciente y les facilita el seguimiento de su plan de tratamiento, logrando un mejor cumplimiento y mejores resultados.

Virtual Roots 2.0

Su solución para casos en los que la CBCT no es una posibilidad

- Virtual Roots 2.0 proporcionará mayor precisión que las bibliotecas de raíces tradicionales mediante la integración de la radiografía panorámica.
- A partir de una radiografía panorámica estándar, el algoritmo patentado de Angel Aligner genera una visualización virtual de raíces específica para cada paciente, ayudando a planificar sin necesidad de exposición a radiación adicional.




Virtual Root

Galería de casos Angel Aligner


Una biblioteca en crecimiento de casos reales

- Descubra estrategias de tratamiento y obtenga conocimientos profundos para perfeccionar su abordaje.
- Aprenda de las metodologías de sus compañeros y de ejemplos prácticos para mejorar su experiencia clínica y la toma de decisiones.
- Comparta los resultados finales del tratamiento con sus compañeros y pacientes, ayudándoles a comprender el proceso y proporcionando información sobre sus estrategias de tratamiento.



Descarga de STL desde iOrtho™

- Ahora tiene la opción de descargar archivos STL directamente desde iOrtho™, ya sea con o sin attaches.
- Para cada paciente, puede descargar hasta tres archivos STL de un plan de tratamiento existente que ya ha sido enviado.



Más integración con iOrtho™

los escáneres intraorales Dexis, Panda y Shining 3D directamente en iOrtho™

- Sincronice el escáner intraoral con iOrtho™ en solo unos clics.
- Seleccione los escáneres intraorales deseados directamente en iOrtho™ durante el envío del caso.
- Elimine la necesidad de exportar y cargar ficheros STL desde las plataformas de los escáneres.

Como plataforma abierta, iOrtho™ admite ficheros STL de cualquier escáner. Esta integración va aún más lejos al hacer que los escáneres intraorales estén disponibles directamente en iOrtho™, optimizando su flujo de trabajo digital.

www.angelaligner.com

MKT-5.3-ES-202509