

Présentation de iOrtho™ Release 5.3

Découvrez les dernières innovations, de notre nouvelle application mobile et notre visualisation virtuelle améliorée des racines à la galerie de cas Angel Aligner™ et aux nouvelles intégrations iOrtho™, toutes conçues pour rationaliser votre flux de travail et améliorer votre expérience en matière de planification de traitement.

Application myAngelSmile


Encourager l'assiduité des patients pour des résultats de traitement optimaux

Avec l'application mobile, vos patients peuvent :

- Suivre le temps de port quotidien des aligneurs
- Recevoir des rappels pour remettre les aligneurs
- Vérifier les jours restants avec l'aligneur actuel
- Recevoir des rappels pour changer d'étape d'aligneur



myAngelSmile




L'application myAngelSmile facilite l'engagement des patients et les aide à suivre leur plan de traitement – pour une meilleure conformité et de meilleurs résultats de traitement.

Virtual Roots 2.0

Votre solution pour les cas où le CBCT n'est pas possible

- Virtual Roots 2.0 offrira une précision accrue par rapport aux bibliothèques de racines traditionnelles grâce à l'intégration des radiographies panoramiques.
- À partir d'une radiographie panoramique standard, l'algorithme breveté d'Angel Aligner génère une visualisation virtuelle des racines spécifique au patient, soutenant la planification du traitement sans nécessiter de scans supplémentaires ni d'exposition aux radiations.




Virtual Root

Galerie de cas Angel Aligner


Une bibliothèque croissante de cas réels

- Découvrez des stratégies de traitement et obtenez des informations approfondies pour affiner votre approche.
- Apprenez des méthodologies de vos pairs et d'exemples pratiques pour renforcer votre expertise clinique et votre prise de décision.
- Partagez les résultats finaux du traitement avec vos pairs et vos patients, les aidant à comprendre le processus et à leur fournir des informations sur vos stratégies de traitement.



Téléchargement STL depuis iOrtho™

- Vous avez désormais la possibilité de télécharger des fichiers STL directement depuis iOrtho™, avec ou sans attaches.
- Pour chaque patient, vous pouvez télécharger jusqu'à trois fichiers STL à partir d'un plan de traitement existant qui a déjà été expédié.



Intégration accrue avec les scans intra-oraux des scanners Dexis, Panda et Shining 3D directement dans iOrtho™

- Synchronisez le scanner intra-oral avec iOrtho™ en quelques clics seulement.
- Sélectionnez les scans intra-oraux souhaités directement dans iOrtho™ lors de la soumission du cas.
- Éliminez la nécessité d'exporter et de télécharger les scans intra-oraux depuis les plateformes de scanners.

En tant que plateforme ouverte, iOrtho™ prend en charge les scans intra-oraux de n'importe quel scanner. Cette intégration va encore plus loin en rendant les scans intra-oraux directement disponibles dans iOrtho™, rationalisant ainsi votre flux de travail numérique.